


WIE RADIOFREQUENZ-BEHANDLUNG CHRONISCHE HÜFTSCHMERZEN LINDERT

1. Äste der
Femur-und
Obturatornerve
übertragen
Schmerzsignale
vom Hüftgelenk.



2. Eine Nadel
wird in jede
Behandlungsstelle
eingeführt. Der
schmerzhafte Nerv
wird lokalisiert.



3. RF-Strom
erwärmt das
umliegende
Nervengewebe.



4. Schmerzsignale
werden blockiert.



Die Cosman Radiofrequenz-Generatoren, die zugehörigen RF-Läsionssonden und die RF-Kanüle sind indiziert zur Erzeugung von radiofrequenten Läsionen zur Behandlung von Schmerzen oder zur Läsion von Nervengewebe bei funktionellen neurochirurgischen Eingriffen. Die Cosman RF-Injektionselektroden werden für perkutane Nervenblöcke mit lokaler Betäubung oder für die Radiofrequenz-Läsion verwendet. Bevor diese Produkte verwendet werden, sind die den Cosman Generatoren, Elektroden und Kanülen beiliegenden Gebrauchsanweisungen in Bezug auf mögliche unerwünschte Ereignisse, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen zu konsultieren. Vorsicht: Laut US-Gesetz darf dieses Produkt ausschließlich an Ärzte oder auf deren Anweisung verkauft werden.

Hinweise für die Verwendung außerhalb der USA: VORSICHT: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften dürfen diese Produkte ausschließlich an einen Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden. Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Gebrauchsanweisungen sind der Packungsbeilage und Etikettierung des jeweiligen Produkts zu entnehmen. Informationen zur Verwendung nur in Ländern mit gültiger Zulassung durch die Gesundheitsbehörden. Das Material ist nicht zur Verwendung in Frankreich vorgesehen.

Die abgebildeten Produkte werden ausschließlich zu INFORMATIONSZWECKEN gezeigt und sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht zugelassen oder dürfen nicht verkauft werden. Informationen über die Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder dem Kundenservice.

Vorgestellte Vorgehensweisen sind nicht als Ersatz für die Gebrauchsanweisung des Produkts gedacht.

Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

25155 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355 USA

Copyright ©2017
Boston Scientific Corporation
oder deren Tochterunternehmen.
Alle Rechte vorbehalten.

NM-482823-AA_MAY2019

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

RADIOFREQUENZ SCHMERZBEHANDLUNG

für chronische Hüftschmerzen



SCHMERZBEHANDLUNG MIT RADIOFREQUENZ

Chronische Hüftgelenkschmerzen sind ein häufiges Problem bei Erwachsenen im fortgeschrittenen Alter.¹

Stellen Sie sich ein ambulantes Verfahren vor, das Ihre Hüftschmerzen behandeln könnte und Sie schnell zu Ihren normalen Aktivitäten zurückkehren ließe. All dies ist mithilfe der Radiofrequenz-Technik (RF) von Boston Scientific möglich.

RF-BEHANDLUNG

Die Radiofrequenz-Ablation (RFA) ist ein sicheres, erprobtes Mittel zur Unterbrechung von Schmerzsignalen, wie solche, die aus gereizten Zweigen der Femur- und Obturatornerven in der Hüfte kommen. RF-Strom wird verwendet, um eine kleine Menge Nervengewebe zu erhitzen, wodurch die Schmerzsignale von diesem besonderen Bereich unterbrochen werden. Klinische Daten zeigen, dass eine Radiofrequenz-Technik eine längerfristige Schmerzlinderung effektiv ermöglichen kann.^{1,2,3}

Die Radiofrequenz-Ablation (RFA) ist eine einfache und wirksame Behandlung bei chronischen Schmerzen, die aus dem Hüftgelenk stammen. RFA ist auch als Denervation oder Thermokoagulation bekannt. Ihr Arzt kann feststellen, ob die RFA-Behandlung richtig für Sie ist.

WÄHREND DES VERFAHRENS

Ein Radiofrequenz-Ablationsverfahren wird von einem Arzt in einem Behandlungsraum durchgeführt. Es können sowohl Lokalanästhesie als auch ein schwaches Beruhigungsmittel verwendet werden, um Beschwerden während des Eingriffs zu reduzieren.

Während des Eingriffs werden Sie auf dem Rücken liegen. Mithilfe von Röntgenaufnahmen führt der Arzt die Nadeln zu den Behandlungsstellen in der Nähe des Gelenks. Elektroden werden durch die Nadeln eingeführt, um in der Nähe befindliche Nerven zu stimulieren. Während der Stimulation fragt Ihr Arzt, ob Sie ein Kribbeln empfinden können. Das Ziel der Stimulation ist die Bestimmung der optimalen Behandlungsstelle für die Schmerzlinderung.

Sobald die richtige Position gefunden ist, wird ein schwacher RF-Strom durch die Elektroden in das umgebende Gewebe geleitet, um das Gewebe zu erhitzen und die Schmerzsignale zu unterbrechen. Sie sollten Ihrem Arzt sofort Bescheid sagen, wenn Sie während des Eingriffs Beschwerden verspüren.

Ihr Arzt kann während einer Behandlung eventuell mehr als eine Stelle behandeln.



Diese Broschüre enthält nur allgemeine Informationen. Alle medizinischen Fragen und Anliegen sollten Sie mit Ihrem Arzt ansprechen. Ihr Arzt kann mögliche Ergebnisse der Behandlung, einschließlich Risiken und Nebenwirkungen, erklären.

NACH DER ANWENDUNG

Möglicherweise treten bei der Nadelpositionierung nach dem Eingriff Weichteilbeschwerden auf. Wie bei anderen Weichgewebewunden sollten die Beschwerden nach mehreren Tagen oder Wochen abklingen. Wenn keine Komplikationen vorliegen, kann das Verfahren ambulant durchgeführt werden.

Ihre Hüftschmerzen sollten in den nächsten Wochen abklingen. Die RF-Behandlung von Nerven blockiert normalerweise Schmerzsignale über einen längeren Zeitraum.^{1,2,3} Das Verfahren kann wiederholt werden, wenn sich die Nerven regenerieren und Ihre Schmerzen zurückkehren.

Eine Radiofrequenz-Behandlung dürfte Ihre täglichen Aktivitäten nicht einschränken. Körperliche Einschränkungen, die Sie vor dem Eingriff hatten, können weiterhin bestehen. Wie bei allen medizinischen Verfahren gibt es bestimmte Risiken. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt für Einzelheiten zu den möglichen Risiken Radiofrequenz-Ablation und welche Aktivitäten nach der Behandlung angemessen sind.

Fragen Sie Ihren Arzt nach einer Schmerzbehandlung mit Radiofrequenz-Technik von Boston Scientific.

1. Chaiban G, Paradis T, Atallah J. Use of ultrasound and fluoroscopy guidance in percutaneous radiofrequency lesioning of the sensory branches of the femoral and obturator nerves. Pain Pract. 2013 [ePub vor dem Drucken].

2. Gupta G, RadhaKrishna M, Etheridge P, Besemann M, Finlayson RJ. Radiofrequency denervation of the hip joint for pain management: case report and literature review. US Army Med DEP J. 2014 Apr-Jun;41-51.

3. Gauci CA. Radiofrequency treatment of the lumbar medial branch. Cosman Procedure Technique Series. USA; 2009.